

Persbericht

Een stap voorwaarts op het gebied van geautomatiseerde analyses: GANIMEDE-N met geïntegreerde destructie voor totaal-stikstof bepaling binnen 7 minuten!

Uw contactpersoon

Annet IJtsma

Telefoonnummer

0344-631130

Faxnummer

0344-631150

E-mail

a.ijtsma@langegroup.nl

Datum

02-04-03

Na een succesvolle introductie van de GANIMEDE-P, is de nieuwe GANIMEDE-N een logische volgende stap voorwaarts binnen de LANGE laboratorium automatiseringsgroep.

De gepatenteerde hoge-temperatuur module met blits koeling, heeft zich bewezen in de GANIMEDE-P en destrueert monsters in zeer korte tijd. De analysemethode van de GANIMEDE-N komt overeen met de EN ISO 11905-1. Het systeem is geschikt voor monsters met een totaal-stikstof gehalte van 0.5 – 200 ppm. De fotometrische detectie vindt plaats in het UV-gebied. Een monsterserie van 50 monsters kan eenvoudig automatisch worden geanalyseerd. Per monster bedraagt de analysetijd maar 7 minuten!

Tijdrovende handelingen, zoals het aanmaken van reagentia, behoren tot het verleden. LANGE biedt kant-en-klare reagentia voor de analyse met de GANIMEDE-N. Gemak en eenvoud bij de analytische bepaling gaat hand in hand met topkwaliteit.

Voor meer informatie neemt u contact op met Lange Group in Tiel, ons telefoonnummer is 0344-631130.

DR. LANGE NEDERLAND B.V.

Laan van Westroijen 2a 4003 AZ Tiel

Postbus 6299 4000 HG Tiel

Tel +31(0)344-63 11 30

Fax +31(0)344-63 11 50

info@langegroup.nl

www.langegroup.nl

KvK Tiel 11021301

LANGE GROUP

AMERICAN SIGMA

ASTRO

BÜHLER MONTEC

HACH

LANGE

POLYMETRON